

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpr62 Per Wb, Elisa - Q9Bzj7

Numero articolo: CM0024513

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato al GPR62 umano (GPCR8, KPG_005), sviluppato contro un peptide sintetico. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione dei recettori orfani GPCR nei tessuti cerebrali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	GPR62 Rabbit pAb
Note/Alias	GPCR8; KPG_005; GPR62
Specie	Umano
GeneID	118442
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 del GPR62 umano (NP_543141.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BZJ7
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio