


Anticorpo Policlonale Anti-Gpr68 Per Wb, Elisa - Q15743

Numero articolo: CM0019388



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPR68 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva GPR68 endogeno in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul rilevamento del pH e sulla meccano-trasduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR68 Rabbit pAb
Note/Alias	OGR1; A12A6; GPR12A; GPR68
Specie	Umana
GeneID (umana)	8111
GeneID	8111
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 276-365 di GPR68 umano (NP_003476.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	Q15743
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio