

Anticorpo Policlonale Anti-Gpr82 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96P67

Numero articolo: CM0019111

introduzione

Investigare il recettore accoppiato a proteine G orfano 82 con questo anticorpo policlonale di coniglio. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sui recettori di membrana cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR82 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GPR82
Specie	Umano
GenelD	27197 (Umano)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del GPR82 umano (NP_543007.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96P67
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio