

Anticorpo Policlonale Anti-Gprc5A Per Wb, Elisa - Q8Nfj5

Numero articolo: CM0027247

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GPRC5A (RAIG-1), validato per Western blot ed ELISA. Riconosce la proteina 3 indotta da acido retinoico umana e murina, un soppressore tumorale polmonare. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPRC5A Rabbit pAb
Note/Alias	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9052
ID Gene	9052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 268-357 di GPRC5A umano (NP_003970.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NFJ5
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio