

Anticorpo Monoclonale Anti-Gprc5B Per Wb, Elisa - Q9Nzh0

Numero articolo: CM0002915

introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-GPRC5B di coniglio validato per WB ed ELISA. Rileva GPRC5B umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sui GPCR e sulla regolazione del volume cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPRC5B Rabbit mAb
Note/Alias	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51704
GeneID	51704
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 304-403 di GPRC5B umano (NP_057319.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NZH0
Peso Proteico	45 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio