


Anticorpo Monoclonale Anti-Gprc5D Per Fc - Q9Nzd1

Numero articolo: CM0012789



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-GPRC5D umano di coniglio per ricerca, coniugato con , per citometria a flusso (FC). Validato su campioni umani; spedito con impacchi di ghiaccio. UniProt: Q9NZD1. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb GPRC5D umano anti-coniglio
Note/Alias	GPRC5D
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	55507
ID gene	55507
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GPRC5D umano (NP_061124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NZD1
Peso proteico	34kDa/36kDa/38kDa
Spedizione	Impacco di ghiaccio