

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gprc6A Per Wb, Elisa - Q5T6X5

Numero articolo: CM0026463

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit targeting GPRC6A (GPCR33) umano per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la segnalazione mediata da GPRC6A, la regolazione ormonale e l'espressione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPRC6A Rabbit pAb
Note / Alias	GPCR; bA86F4.3; GPRC6A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	222545
GenelD	222545
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-590 di GPRC6A umano (NP_683766.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5T6X5
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio