

Anticorpo Policlonale Anti-Gpt Da Coniglio Per Wb, Elisa - P24298

Numero articolo: CM0024822

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio diretto contro l'alanina aminotransferasi 1 umana (GPT/ALT1). Adatto per applicazioni Western blot e ELISA, con reattività crociata verso GPT di topo e ratto. Utile per la ricerca sul metabolismo epatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPT Rabbit pAb
Note/Alias	ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	2875
GenelD	2875
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 della GPT umana (NP_005300.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24298
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio