

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Gpt2 Per Wb - Q8Td30

Numero articolo: CM0007258



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro l'alanina aminotransferasi 2 umana (GPT2/ALT2), prodotto contro una proteina ricombinante (aa 358-456). Validato per Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPT2 mAb di topo
Note/alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	84706
GeneID	84706
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 358 e 456 della GPT2 umana (Q8TD30).
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TD30
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante