

Anticorpo Policlonale Anti-Gpt2 Per Wb, Elisa - Q8Td30

Numero articolo: CM0021895



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GPT2 validato per WB ed ELISA. Reagisce specificamente con GPT2 umana (alanina aminotransferasi 2), un enzima metabolico chiave con implicazioni nei disturbi neurologici. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli aminoacidi e gli studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPT2 Rabbit pAb
Note/Alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	84706
GeneID	84706
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 310-410 della GPT2 umana. (NP_597700.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TD30
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio