

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpvi/Gp6 Per Wb, Elisa - P0C191

Numero articolo: CM0023914

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la GPVI/GP6 murina, un recettore glicoproteico piastrinico per il collagene. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso l'uomo. Utile per lo studio dell'attivazione piastrinica e della trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPVI/GP6 pAb di coniglio
Note/Alias	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
Specie	Topo
GeneID	243816
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-265 della GPVI/GP6 murina (NP_001156486.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P0C191
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio