


Anticorpo Policlonale Anti-Gpx1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07203

Numero articolo: CM0014697



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPX1 umano per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Riconosce GPX1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'omeostasi redox e sulla perossidazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPX1 Rabbit pAb
Note/Alias	GPXD, GSHPX1, GPX1
Specie	Umana
GeneID	2876
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della GPX1 umana (NP_000572.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P07203
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante