


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpx2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18283

Numero articolo: CM0014193



introduzione

Il pAb coniglio anti-GPX2 rileva la GPX2 umana, murina e rat (P18283) tramite WB, IHC-P, ELISA. Immunogene ricombinante, convalidato per applicazioni di ricerca sul redox e sul tratto gastrointestinale. Ottimizzato per studi sulla funzione della glutathione perossidasi 2 nel fegato e nei tessuti gastrointestinali, questo anticorpo policlonale garantisce un rilevamento affidabile in diversi formati di saggio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPX2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPX-GI; GPX2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2877
GenelD	2877
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-180 della GPX2 umana (NP_002074.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	P18283
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio