


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpx3 Per Wb Ed Elisa - P22352

Numero articolo: CM0018475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GPX3 umano (GPx-P) per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Mira alla glutatione perossidasi extracellulare, un enzima antiossidante che protegge le cellule dai danni ossidativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GPX3 Rabbit pAb
Note/Alias	GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2878
GeneID	2878
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GPX3 umano (NP_002075.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P22352
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio