


Anticorpo Monoclonale Anti-Gpx4 Per Wb - P36969

Numero articolo: CM0002193



introduzione

Convalida l'espressione proteica di GPX4 con questo anticorpo monoclonale di coniglio validato mediante knockout. Adatto per applicazioni di WB, IF-P, ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla ferroptosi e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] GPX4 Rabbit mAb
Note/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Validato KD] GPX4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2879
Gene ID	2879
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GPX4 umano (P36969).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36969
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio