


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gpx4 (Validato Kd) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P36969

Numero articolo: CM0009232



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GPX4 ad alta affinità (validato KD) per Western blot, IF, IHC e ELISA. Reagisce in modo crociato con GPX4 di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla ferroptosi e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | [Validato KD] GPX4 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Note/Alias          | MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [Validato KD] GPX4                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID gene             | 2879                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 74-197 della GPX4 umana (NP_002076.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P36969                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 22 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                              |