


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gpx4 [Validato Kd] Per Wb, Ihc, If, Elisa - P36969

Numero articolo: CM0010583



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la GPX4 umana, validato per Western blot, IHC, IF ed ELISA. Rileva un importante regolatore dell'attività antiossidante e della ferrotosi, con reattività crociata su campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Coniglio anti-GPX4 [Validato KD]
Note/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2879
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 74-197 della GPX4 umana (NP_002076.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P36969
Peso Proteico	20 kDa/22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio