


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpx4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Numero articolo: CM0013042



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-GPX4 è validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con GPX4 di uomo, topo e ratto, una fosfolipididroperossidasi essenziale che protegge le cellule dalla ferroptosi e dal danno ossidativo. Ideale per la ricerca sulla biologia del redox e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPX4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2879
GeneID	2879
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-197 di GPX4 (NP_002076.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P36969
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio