


Anticorpo Policlonale Anti-Gpx5 Per Wb, Elisa - 075715

Numero articolo: CM0017675



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GPX5 umana, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso il topo. Ideale per lo studio dello stress ossidativo nella maturazione spermatica e nella fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPX5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2880
GeneID	2880
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della GPX5 umana (NP_003987.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	075715
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio