

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpx8 Per Wb Ed Elisa - Q8Ted1

Numero articolo: CM0022315



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GPX8 per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce GPX8 umano, murino e di ratto, una tiolo perossidasi del reticolo endoplasmatico (ER) essenziale per l'omeostasi redox e la formazione dei ponti disolfuro. Supporta gli studi sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPX8 Rabbit pAb
Note/alias	GPx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8
Specie	Umano
Gene ID (umano)	493869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-209 di GPX8 umano (NP_001008398.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8TED1
Peso della proteina	24kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta