

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Granulin Per Wb Ed Elisa - P28799

Numero articolo: CM0028997



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla Granulina umana (PGRN/GP88), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione lisosomiale, infiammazione e proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Granulin Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                               |
| GeneID (Umano)      | 2896                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-593 della Granulina umana (NP_002078.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS               | P28799                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 64kDa                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                  |