

Anticorpo Policlonale Anti-Granzima B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10144

Numero articolo: CM0023771



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Granzima B per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva la Granzima B umana e murina (~28kDa). Ideale per la ricerca su apoptosi, piroptosi e citotossicità immunitaria. Immunogeno a base di peptide sintetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Granzima B Rabbit pAb
Note/Alias	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSG1; Granzima B
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3002
ID Gene	3002
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P10144
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio