

Anticorpo Policlonale Anti-Grp Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q13588

Numero articolo: CM0014804

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per GRAP umano (proteina adattatrice correlata a GRB2), validato per Western blot ed ELISA. Strumento affidabile per la ricerca sulla segnalazione Ras, la biologia dell'orecchio interno e la sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GRAP Rabbit pAb
Note/Alias	DFNB114; GRAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10750
GeneID	10750
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 128-217 di GRAP umano (NP_006604.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13588
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca refrigerante