

Anticorpo Monoclonale Anti-Grasp65 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Numero articolo: CM0006630



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio GRASP65 di alta qualità per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la biologia dell'apparato di Golgi e la ricerca sulla struttura cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRASP65 Coniglio mAb
Note/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Specie	Umano
GenelD	64689
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQQ3
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio