

Anticorpo Policlonale Anti-Grasp65 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Numero articolo: CM0029243



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GRASP65 umano (GORASP1, GOLPH5), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva una proteina di impilamento del Golgi da 46 kDa coinvolta nella formazione del nastro del Golgi, nella mitosi e nell'attracco delle vescicole. Ideale per studi sull'apoptosi e sul traffico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GRASP65 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64689
ID Gene	64689
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 221-440 di GRASP65 umano (NP_114105.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BQQ3
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio