

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Grb14 Per Wb, Elisa - Q14449

Numero articolo: CM0025408



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GRB14 validato per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione dell'insulina e studi sulle interazioni dei recettori. Peso molecolare previsto: 61kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GRB14 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GRB14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2888
GeneID	2888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-180 di GRB14 umano (NP_004481.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14449
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio