


Anticorpo Policlonale Anti-Grb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62993

Numero articolo: CM0025884



introduzione

Anticorpo policlonale anti-GRB2 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva GRB2 umano e murino, un adattatore chiave nelle vie di segnalazione. Ideale per lo studio della segnalazione cellulare, dell'immunità e della riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRB2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2885
GeneID	2885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-217 di GRB2 umano (NP_002077.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P62993
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio