

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Grb7 Per Wb E Elisa - Q14451

Numero articolo: CM0029426



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GRB7 umano, validato per WB e ELISA. Adatto per investigare la segnalazione mediata da GRB7, la proliferazione cellulare, la migrazione e la dinamica dei granuli di stress nelle applicazioni di ricerca e IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRB7 pAb coniglio
Note/Alias	GRB7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2886
ID Gene	2886
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di GRB7 umano (NP_001229372.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14451
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio