

Anticorpo Policlonale Anti-Grhl2 Per Wb E Elisa - Q6Isb3

Numero articolo: CM0018029



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GRHL2 validato per WB e ELISA; reagisce con umano e ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione GRHL2 (71 kDa), critico per lo sviluppo epiteliale, la neurulazione e la regolazione delle giunzioni strette. Ideale per la ricerca sullo sviluppo e sull'epitelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRHL2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCP2L3, GRHL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79977
GeneID	79977
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-250 del GRHL2 umano (NP_079191.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q6ISB3
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio