

Anticorpo Policino Anti-Grhpr Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq7

Numero articolo: CM0024000



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting GRHPR, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reatta con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del glicosilato e dell'attività enzimatica dell'idrossipiruvato reductasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRHPR pAb Coniglio
Note/Alias	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9380
GeneID	9380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-328 di GRHPR umano (NP_036335.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBQ7
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio