

Anticorpo Policlonale Anti-Gria3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P42263

Numero articolo: CM0016209

introduzione

GRIA3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro GRIA3 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva GRIA3 umano, murino e ratto, un recettore del glutammato selettivo per AMPA di 101 kDa coinvolto nella trasmissione sinaptica eccitatoria. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	GRIA3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
Specie	Umano
GeneID	2892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 200-490 di GRIA3 umano (NP_000819.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42263
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio