


Anticorpo Policlonale Anti-Grid1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULk0

Numero articolo: CM0026807



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto a GRID1 umano (GluD1), validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'organizzazione e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	GRID1 Rabbit pAb
Note / Alias	GluD1; GluD1-b; GRID1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2894
GeneID	2894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 880-1009 di GRID1 umano (NP_060021.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9ULK0
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio