


Anticorpo Policlonale Anti-Grik2 Per Wb, Elisa - Q13002

Numero articolo: CM0023503



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GRIK2 umano (Recettore ionotropico del glutammato, kainato 2), adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Validato per la ricerca neuroscientifica sulla segnalazione del glutammato e la trasmissione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRIK2 Rabbit pAb
Note/Alias	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2898
GeneID	2898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-300 di GRIK2 umano (NP_068775.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13002
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio