

Anticorpo Policlonale Anti-Grik4 Per Wb, Elisa - Q16099

Numero articolo: CM0018236

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GRIK4 convalidato per WB e ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia la subunità del recettore kainato GRIK4 (KA1), adatto per la ricerca neuroscientifica sulla segnalazione del glutammato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRIK4 Rabbit pAb
Note/Alias	KA1; EAA1; GRIK; GluK4; GluK4-2; GRIK4
Specie	Umana
GeneID (umana)	2900
GeneID	2900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-220 della GRIK4 umana (NP_055434.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16099
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio