

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Grin2B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13224

Numero articolo: CM0030460



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro GRIN2B (NMDAR2B). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze e studi sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRIN2B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2904
Gene ID	2904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1185-1484 di GRIN2B umano (NP_000825.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13224
Peso proteico	166kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio