


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Grin2D Per Wb, Elisa - O15399

Numero articolo: CM0018245



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio GRIN2D validato per WB ed ELISA, reattivo con umano e topo. Ideale per ricerche neuroscientifiche sulla funzione del recettore NMDA e sulla plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	GRIN2D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
Specie	Umano
GeneID (umano)	2906
GeneID	2906
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 330-480 di GRIN2D umano (NP_000827.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O15399
Peso proteico	144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio