

Anticorpo Policlonale Anti-Grina Per Wb, Elisa - Q7Z429

Numero articolo: CM0022993

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GRINA umana (Proteina lifeguard 1), convalidato per WB e ELISA. Rileva GRINA umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRINA Rabbit pAb
Note/Alias	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	2907
GeneID	2907
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della GRINA umana (NP_000828.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z429
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio