

Anticorpo Policlonale Anti-Grip1 Per Wb, Elisa - Q9Y3R0

Numero articolo: CM0029309



introduzione

Anticorpo policlonale anti-GRIP1 di coniglio di alta qualità convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per lo studio dello scaffolding dei recettori del glutammato e dell'assemblaggio dei complessi di segnalazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRIP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Sinonimi	GRIP; FRASRS3; GRIP1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	23426
GeneID	23426
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della GRIP1 umana (NP_001171545.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y3R0
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco