

Anticorpo Policlonale Anti-Grk1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15835

Numero articolo: CM0026106



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla GRK1 umana (rodopsina chinasi). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA con reattività su umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla fototrasduzione e sulla retina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRK1 Rabbit pAb
Note/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6011
GeneID	6011
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della GRK1 umana (NP_002920.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15835
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio