

Anticorpo Policlonale Anti-Grk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15835

Numero articolo: CM0029103



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GRK1 per Western blot, immunohistochemistry e applicazioni ELISA. Rileva GRK1 umano, murino e ratto; immunogeno mirato alla regione N-terminale. Per la ricerca sulla visione e la biologia retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GRK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6011
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 del GRK1 umano (NP_002920.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15835
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio