

Anticorpo Monoclonale Anti-Grk2 [Validato Ko] Per Wb, If/Icc, Elisa - P25098

Numero articolo: CM0011968



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GRK2 validato per knockout, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla desensibilizzazione dei GPCR e sulla segnalazione beta-arrestina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] GRK2 Coniglio mAb
Note/Alias	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
Specie	Umano
GeneID	156
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 590-689 di GRK2 umano (P25098).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25098
Peso Proteico	80 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio