

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Grk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25098

Numero articolo: CM0022124



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GRK2 umano (chinasi 1 del recettore beta-adrenergico). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione e desensibilizzazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] pAb di coniglio anti-GRK2
Note/alias	BARK1; ADRBK1; BETA-ARK1; K2
Specie	Umano
ID gene (umano)	156
ID gene	156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-689 di GRK2 umano (NP_001610.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P25098
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante