

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Grk3 Per Wb, Elisa - P35626

Numero articolo: CM0010556

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro GRK3 (BARK2). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata umana. Strumento essenziale per la ricerca sulla desensibilizzazione dei GPCR e sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GRK3
Note/alias	BARK2; ADRBK2; GRK3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	157
GeneID	157
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P35626
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante