

Anticorpo Policlonale Anti-Grk5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34947

Numero articolo: CM0027242



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GRK5 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Strumento essenziale per lo studio della funzione della chinasi 5 del recettore accoppiato a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRK5 Rabbit pAb
Note/Alias	GPRK5; FP2025; GRK5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2869
GenelD	2869
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P34947
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio