

Anticorpo Policlonale Anti-Grk6 Per Wb, Elisa - P43250

Numero articolo: CM0028672



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al GRK6 umano (66 kDa). Adatto per WB ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Utilizzato negli studi di desensibilizzazione dei GPCR. UniProt P43250.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GRK6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GPRK6; GRK6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2870
GeneID	2870
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 268-465 del GRK6 umano (NP_001004106.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43250
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio