

Anticorpo Policlonale Anti-Grm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13255

Numero articolo: CM0017533



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore metabotropico del glutammato 1 umano (GRM1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla plasticità sinaptica e sulla segnalazione del sistema nervoso centrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2911
ID Gene	2911
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 920-1140 del GRM1 umano (NP_001264993.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13255
Peso Proteico	132 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio