

Anticorpo Policlonale Anti-Grm4 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q14833

Numero articolo: CM0028801



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al GRM4 umano (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul recettore metabotropico del glutammato 4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRM4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4
Specie	Umano
Gene ID	2914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-290 del GRM4 umano (NP_000832.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14833
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio