

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Grm5 Per Wb, Elisa - P41594

Numero articolo: CM0005792



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GRM5 altamente specifico per WB e ELISA. Riconosce il recettore metabotropico del glutammato 5 di uomo, topo e ratto, un GPCR chiave nella plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GRM5 Rabbit mAb
Note/Alias	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2915
ID gene	2915
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 di GRM5 umano (P41594)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P41594
Peso proteico	132 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio