

Anticorpo Policlonale Anti-Grm5 Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P41594

Numero articolo: CM0024741



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore metabotropico del glutammato 5 umano (GRM5/mGlu5). Validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienze e plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	GRM5 Rabbit pAb
Note/Alias	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
Specie	Umano
GeneID	2915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 870-1070 di GRM5 umano (NP_001137303.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41594
Peso Proteico	132kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio