


Anticorpo Policlonale Anti-Grm8 Per Wb Ed Elisa - 000222

Numero articolo: CM0028162



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore metabotropico del glutammato 8 (GRM8). Convalidato per Western blot ed ELISA, reagisce con la specie umana, rileva una proteina di ~102 kDa. Ideale per la ricerca in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GRM8 Rabbit pAb
Note/Alias	GLUR8; mGlu8; GPRC1H; MGLUR8; GRM8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2918
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di GRM8 umano (NP_000836.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O00222
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio